

XENOSYS

MP  
MEDICAL  
PROGRESS

# Portable LED Head Light System L2S14C



コンパクトな  
バッテリー

ヘッドバンドに装着型。  
視野や動きを制限しません。予備バッテリー  
標準装備。

パワフルな光

バッテリー電圧に左右  
されず光の強さは、一  
定に維持されます。


操作性の高い  
コントロールユニット

光量調整は、必要な光  
量を必要な場所に照射  
できる無段階調光です。

# 簡単装着！軽量バッテリー搭載のヘッドバンド。

## 1 忙しい手術前後でも着脱が容易。

コンパクトな充電電池を、ヘッドバンドに装着。回線コードがないので、ヘッドバンドだけで装着が完了。



## 2 2種類のレンズヘッドから選択

φ82mm、φ66mmの2種類から、用途に応じて選択。上下、左右それぞれの調整ヒンジで、術野が適切に照らされるよう調整可。



## 3 コントロールユニットについて

バッテリー残量は、緑・橙・赤・赤点滅の4段階に変化し、一目瞭然。警告音も鳴るため、バッテリーの交換忘れを防止。

### LED 照明

	タイプ	LLM1482	LLM1466
照度 (lx) @WD40cm	最小	4,000	6,000
	最大	22,000	32,000
視野@WD40cm		φ82	φ66
LED 消費電力		1.9W (最大)	
連続使用時間		最小出力: 27 時間	最大出力: 4 時間
		連続使用可能 (ACアダプタ)	
LED 寿命 (保証時間)		50,000 時間	
重量 (出荷時外箱含む)		3.50Kg	

### 電氣的規格

消費電力	2.2W
充電時間	3 時間
光源素子	LED (白色)



※予備バッテリー標準装備

届出番号: 40B3X00011000103

### 発売元



## 株式会社 メディカルプログレス

〒812-0016 福岡市博多区博多駅南5-2-29 YMP駅南  
tel: 092-414-7273 fax: 092-414-7270 mail: info@mp-ltd.jp  
http://www.mp-ltd.jp/

### お問合せ